




Descripción	Superficie (m2)	Coefficiente UF (ml/h/mmHg)* Qb 300 ml/min
TORAY NV-1.8U	1.8	68
TORAY NV-2.1U	2.1	73

Aclaramientos Qb: 300 ml/min Qd: 500 ml/min Qf: 10 ml/min	Urea	Creatinina	Fosfato	Vit B12	Inulina
TORAY NV-1.8U	279	257	251	192	153
TORAY NV-2.1U	279	263	263	205	172

Coefficiente de cribado	
SC Albumina	0,005
SC Mioglobina	0,55
SC β2 Microglobulina	0,93

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ueno Y. et al., Development of new anti-thrombotic dialyzer, NV. The 48th Annual Meeting of Japanese Society for Artificial Organs 2010.
- Yamaka T. et al., Clinical evaluation of Toray hollow fiber membrane dialyzer FS-211 Improved in hydrophilicity inner surface of membrane. Kidney and Dial 69 (suppl) High Performance Membrane '10. :123-129 (2010).
- Ronco C, Brendolan A, Nalesso F, Zanella M, De Cal M, Corradi V, Virzi GM, Ferrari F, Garzotto F, Lorenzin A, Karopadi AN, Sartori M, De Rosa S, Samoni S, Husain-Syed F, Spinelli A, Neri M, Villa G, Alghisi A. Prospective, Randomized, Multicenter, Controlled Trial (TRIATHRON 1) on a New Antithrombogenic Hydrophilic Dialysis Membrane. Int J Artif Organs. 2017 May;40(5):234-239. (DOI: 10.5301/ijao.5000608)
- Kawanishi H, Takemoto Y (eds). Scientific Aspects of Dialysis Therapy. JSDT/ISBP Anniversary Edition. Contrib Nephrol. Basel, Karger, 2017, vol 189, pp 222-229 (DOI: 10.1159/000450805).
- Kakuta T, Ishida M, Komaba H, Suzuki H, Fukagawa M. A Retrospective Study on Erythropoiesis Stimulating Agent Dose Reducing Potential of an Anti-Platelet Activation Membrane Dialyzer in Hemodialysis Patients. Ther Apher Dial. 2019 Apr;23(2):133-144. (DOI: 10.1111/1744-9987.12759).
- Tsuchida, K., Hashimoto, H., Kawahara, K. et al. Effects of hydrophilic polymer-coated polysulfone membrane dialyzers on intradialytic hypotension in diabetic hemodialysis patients (ATHRITE BP Study): a pilot study. Ren Replace Ther 3, 58 (2017). (DOI: 10.1186/s41100-017-0139-2).

Palex
Constant Improvement

DIVISIÓN NEFROLOGÍA
Can Sant Joan Business Park
Jesús Serra Santamans, 5
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
T +34 934 006 668 F +34 934 006 5010
palexmedical@palex.es

palexmedical.com



Palex
Constant Improvement

TorayLight NV-U
Membrana Hydrolink®





Int J Artif Organs 2017; 40(5): 234-239
DOI: 10.5301/ijao.5000608



ISSN 0391-3998

CLINICAL TRIAL PROTOCOL

Prospective, randomized, multicenter, controlled trial (TRIATHRON 1) on a new antithrombogenic hydrophilic dialysis membrane

Claudio Ronco¹, Alessandra Brendolan², Federico Nalesso³, Monica Zanetti⁴, Massimo De Celli⁵, Valentina Comelli⁶, Giulia M. Viora⁷, Fiorenza Ferrari⁸, Francesco Garzotto⁹, Anna Lorenzini¹⁰, Jakub N. Knapowski¹¹, Marco Sartori¹², Silke De Rosa¹³, Sara Samoni¹⁴, Faeg Niyazi-Syed¹⁵, Alessandra Spinelli¹⁶, Mauro Neri¹⁷, Gianluca Villa¹⁸, Alberta Alghisi¹⁹

¹Department of Nephrology, Dialysis and Transplantation, San Bortolo Hospital, Vicenza - Italy
²International Renal Research Institute of Vicenza (IRIV), Vicenza - Italy
³De Nardis Dialysis Centres Pvt. Ltd., Hyderabad - India
⁴Department of Immunology and Blood Transfusion, San Bortolo Hospital, Vicenza - Italy

Poster
Numero P-342
Sala Hemodialisi - Técnica y Adecuación de Diálisis -

LA EFICACIA Y LA TOLERANCIA DEL NUEVO DIALIZADOR TORAY NV-U®

M. KELLÖZY¹, M. VERA RENTRÍA², S. ABAD ESTEBAN³, F. VERDE HERNÁNDEZ⁴, A. ACOSTA BARRIOS⁵, A. GONZÁLEZ ROMÁN⁶, C. CASHBARI GARCÍA⁷, M. BOYA FERNÁNDEZ⁸, J. RUIZ SAN JUAN⁹, M. GODOFREDO RODRÍGUEZ¹⁰

¹Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Sociedad de Nefrología - Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid))